

安全 ディ스포チューブで **らくらく** 粉碎!!

分析業界の時短・経費節減に貢献!



秒速粉碎機

マルチビーズショッカー®

Multi-beads Shocker®



MB3200(S) [S7]

☑ 卓上型・省スペース ☒ 極静音設計 40dB 以下

豊富な種類の粉碎容器

96well ~ 最大 100ml チューブまで
ラインナップ!!

粉碎チューブ一例



各サンプル量に合わせた最適粉碎を実現!
タングステンカーバイド、チタン、メノウ、
酸化ジルコニウム、PTFE など豊富なラインナップ!


スレート



粉碎時間

10秒

常温




アスベスト含有フレンジパッキン



粉碎時間

10秒

常温




塗材



粉碎時間

10秒

常温



型番	MB3200(S) [S7]
サンプル処理数	2ml/3ml×8検体 / 10ml/22ml/50ml×4検体
メモリ	20条件登録可能
破碎方式	立体8の字®原理
モータ回転数	0~4500rpm (1rpm単位設定)
タイマー	ON/OFF/CYCLE
本体外形寸法	422W×468D×451H(mm)・卓上型
電源	単相AC200V 50/60Hz 5A
重量	約32Kg

新発売!!

50ml・60ml・75ml・100ml用

らくらく開閉キャップ

手締めによるねじキャップの開閉ストレスを解消!
ねじキャップの締付トルク不足によるトラブルを防止!

上記以外の仕様についてはお問い合わせください。 ※仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

製造発売元

安井器械株式会社

本社・工場 〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831 FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp <https://www.yasuikikai.co.jp>

取扱店