

タフな96wellチューブが好評販売中!! 液体窒素凍結粉碎でも割れない!



立体8の字®
商標登録第 6576850 号

秒速粉碎機

マルチビーズショッカー®

Multi-beads Shocker®

㊦ 卓上型・省スペース ㊧ 極静音 40dB以下




MB3000シリーズ

破碎用96wellプレート・破碎用8連チューブ


破碎用 96well Deep well Plate [MAX2500rpm]

凍結
低温・常温
破碎対応



MPD-96 型 (¥8,500/10 個入)


破碎用 96well キャップマット



CPD-96 型 (¥6,800/10 個入)

破碎用 96well 8 連チューブ [MAX2500rpm]

低温・常温
破碎対応



ST-96M-08 (¥8,500/125 個入)

凍結
低温・常温
破碎対応



ST-9608 (¥12,000/125 個入)



破碎用 8 連キャップ ※アルミスペーサーが不要になりました。

CP-96(S) : 破碎用 8 連キャップ (¥13,200/125 個入)

豊富な種類の粉碎用ディスプレイ容器

96well ~ 最大 100ml チューブまでラインナップ!!

各サンプル量に合わせた最適粉碎を実現!

タンゲステンカーバイド、チタン、メノウ、酸化ジルコニウム、PTFE など豊富なラインナップ!

粉碎チューブ一例



製造発売元



安井器械株式会社

本社・工場

〒534-0027 大阪市都島区中野町2-2-8

TEL.06-4801-4831

FAX.06-6353-0217

E-mail:s@yasuikikai.co.jp

https://www.yasuikikai.co.jp